



Kontakt

INFOLINIA 600 222 888
SKLEP@ECONOVA.PL
WWW.ECOSTIM.PL
WWW.ELEKTROSTYMULACJA.ORG
WWW.PRESSMATIC.PL
WWW.MAXSTAR.PL
WWW.ELEKTROSTYMULATORY.COM



KATALOG PRODUKTÓW

2020
2021

SPRZĘT DO *FIZYKOTERAPII*

www.ecostim.pl

Elektrostymulatory i akcesoria

CZYM JEST ELEKTROTHERAPIA?

Jest to najpopularniejsza metoda fizykoterapii wykorzystująca różnego typu prądy lecznicze o niskim natężeniu. Zabiegi z użyciem prądów wykorzystuje się zarówno w fizjoterapii, jak i w kosmetologii. Działanie prądów może być bardzo różne np. prądy TENS działają rozluźniająco i przeciwbólowo, EMS to rehabilitacja osłabionych mięśni a także trening mięśni zdrowych, prądy interferencyjne wnikają głęboko do tkanek i działają zarówno na mięśnie, jak i nerwy. Niektóre elektrostymulatory umożliwiają przeprowadzanie innych zabiegów z zakresu fizykoterapii, np. jonoforezę, termoterapię, laseroterapię, czy ultradźwięki.



Hurtownia medyczna *ECONOVA*

O NASZEJ FIRMIE

Jesteśmy hurtownią medyczną działającą od 1997r. Zajmujemy się głównie sprzedażą wysyłkową urządzeń do rehabilitacji. Dostarczamy towar do sklepów medycznych i gabinetów, ale również do odbiorców prywatnych. Oferujemy bardzo konkurencyjne ceny i sprzęt wysokiej jakości. W naszej ofercie znajdują Państwo m.in. elektrostymulatory i aparaty do presoterapii.

Zachęcamy do kontaktu zarówno osoby prywatne, jak i profesjonalistów – sprzedawców, kosmetologów i fizjoterapeutów. Nasz wykwalifikowany personel chętnie doradzi Państwu w wyborze odpowiedniego sprzętu do rehabilitacji w takich schorzeniach jak: rwa kulszowa, nietrzymanie moczu, reumatyzm, artretyzm, obrzęk limfatyczny i lipidowy. Chętnie pomożemy również w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru sprzętu do regeneracji dla sportowców.



Elektrostymulator ECO10

•PORÓD•TENS•EMS•

- 5 programów gotowych + 3 manualne
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 2-150Hz TENS; Moc efektywna dla kanału 80mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do wyszczuplania sylwetki
- POLECAMY kobietom w celu zmniejszenia bólu podczas porodu i w celu poprawy wyglądu sylwetki po porodzie



Elektrostymulator ECO10

Elektrostymulator zasilany baterią. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych i ręczny wyzwalacz impulsów do łagodzenia bólu porodowego. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku.





Elektrostymulator ECO21

•TENS•EMS•

- 9 programów gotowych + 3 manualne
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 2-150Hz; Moc efektywna dla kanału 0-112mA
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- TENS do łagodzenia bólu
- Posiada program specjalny: odprężenie i relaks
- POLECAMY osobom cierpiącym z powodu bólu i niedowładów mięśni, które poszukują uniwersalnego modelu w niskiej cenie z możliwością wprowadzania własnych ustawień



Elektrostymulator ECO21

Elektrostymulator jest zasilany baterią lub zasilaczem sieciowym. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada wysuwaną kłapkę, która chroni przyciski przed niechcianym naciśnięciem oraz pokrywkę zabezpieczającą pokrętkę regulacji natężenia.



Elektrostymulator ECO22

•TENS•EMS•

- 39 programów gotowych + 8 manualnych
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 1-150Hz TENS, 1-120Hz EMS; Moc efektywna dla kanału 0-112mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- Posiada programy specjalne np. na migrenę, do twarzy, na cellulit
- POLECAMY sportowcom, osobom cierpiącym z powodu bólu i niedowładów mięśni, osobom dbającym o sylwetkę



Elektrostymulator ECO22

Elektrostymulator jest zasilany bateriami. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada wysuwaną klapkę, która chroni przyciski przed niechcianym naciśnięciem oraz pokrywkę zabezpieczającą pokrętła regulacji natężenia.



Elektrostymulator ECO24

•INKONTYNENCJA•

- 16 gotowych programów + 4 manualne
- 2 kanały obsługujące 2 elektrody
- EMS do stymulacji mięśni dna miednicy (tzw. mięśni Kegla) w terapii nietrzymania moczu lub kału
- Częstotliwość: 120Hz, moc efektywna 99,5mA
- Posiada program specjalny do stymulacji nerwu piszczelowego, który przynosi pozytywne efekty w leczeniu inkontynencji
- POLECAMY kobietom i mężczyznom cierpiącym z powodu nietrzymania moczu i/lub kału



Elektrostymulator ECO24

Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Konieczne jest dokupienie wybranej sondy waginalnej lub rektalnej. Aparat jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko.





Elektrostymulator **ECO27**

•IFS•

- 9 programów
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 4000Hz; Moc efektywna dla kanału do 60mA
- PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko penetrujący
- POLECAMY: osobom poszukującym niedrogiego elektrostymulatora prądów interferencyjnych



Elektrostymulator **ECO27**

Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Tylny klips montażowy, możliwość zasilania bateryjnego oraz zasuwana klapka, ukrywająca przyciski sterujące, pozwalają na swobodne wykorzystanie urządzenia w ruchu. Czytelny wyświetlacz LCD pozwala na monitorowanie bieżących parametrów pracy urządzenia.





Elektrostymulator ECO30

•TENS•EMS•

- 16 gotowych programów łączonych TENS + EMS w postaci różnych rodzajów masażu
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla kanału 200mA
- Posiada programy specjalne: migrena, aurikuloterapia – stymulacja małżowin usznych
- POLECAMY początkującym użytkownikom, poszukującym niedrogiego urządzenia do masażu i łagodzenia bólu



Elektrostymulator ECO30

Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko.



Elektrostymulator ECO44


•TENS•EMS•

- 9 gotowych programów łączonych TENS + EMS w postaci różnych rodzajów masażu oraz 3 programy EMS do treningu mięśni
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla kanału 200mA
- POLECAMY początkującym użytkownikom, poszukującym niedrogiego urządzenia do masażu i łagodzenia bólu, a także do kształtowania sylwetki i rozluźniania mięśni



Elektrostymulator ECO44

Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Posiada duży ekran dotykowy.





Elektrostymulator **ECO54**

•TENS•EMS•MASAŻ•

- 51 programów gotowych + 8 manualnych
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 1-150Hz TENS, 1-120Hz EMS; Moc efektywna dla kanału 0-112mA
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- TENS do łagodzenia bólu
- MASAŻ do relaksu i regeneracji
- Posiada programy specjalne np. na migrenę, do twarzy, na cellulit
- POLECAMY sportowcom, osobom cierpiącym z powodu bólu i niedowładów mięśni, osobom dbającym o sylwetkę



Elektrostymulator **ECO54**

Elektrostymulator jest zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest również w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu sprawdza się doskonale np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko.



Elektrostymulator ECO55

•TENS•EMS•

- 45 gotowych programów i 5 programów manualnych
- 4 kanały obsługujące do 8 elektrod z możliwością podłączenia do 16 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość 2-120Hz; Moc efektywna dla kanału do 100mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- Posiada programy specjalne np. lipoliza tkanki tłuszczowej, odprężenie i relaks, kształtowanie mięśni twarzy
- POLECAMY: sportowcom i osobom dbającym o sylwetkę, osobom cierpiącym z powodu licznych niedowładów mięśni, osobom cierpiącym z powodu obszernego bólu,



Elektrostymulator ECO55

Elektrostymulator zasilany na baterię lub sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę.



Elektrostymulator ECO66

•TENS•EMS•



- 12 gotowych programów
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- TENS – działanie przeciwbólowe
- EMS – wzmacnianie i rozbudowa mięśni oraz spalanie tkanki tłuszczowej
- Częstotliwość: 150Hz, moc efektywna dla kanału 200mA
- POLECAMY początkującym użytkownikom, poszukującym niedrogiego urządzenia do masażu i łagodzenia bólu, a także do kształtowania sylwetki i rozluźniania mięśni



Elektrostymulator ECO66

Elektrostymulator jest zasilany na baterie oraz sieciowo. Posiada w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko.



Elektrostymulator ECO80

•TENS•EMS•JONO•TERMO•




- 14 gotowych programów
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna dla kanału do 320mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- JONOFORZA do wprowadzania leków w głąb skóry
- TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
- Posiada programy specjalne: poprawa perystaltyki jelit, głęboki sen, poprawa jakości widzenia, migrena
- POLECAMY użytkownikom domowym, którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora



Elektrostymulator ECO80

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jonoforezy. Jest wykonany w całości z bardzo trwałych materiałów i części.



Elektrostymulator ECO88

•TENS•EMS•JONO•TERMO•




- 6 gotowych programów łączonych TENS+EMS
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna dla kanału do 420mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do rehabilitacji mięśni i treningu
- POLECAMY użytkownikom domowym, którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora



Elektrostymulator ECO88

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jonoforezy. Jest wykonany w całości z bardzo trwałych materiałów i części.



Elektrostymulator ECO90

•TENS•EMS•JONO•TERMO•



- 10 gotowych programów łączonych TENS+EMS
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Ultra wysoka częstotliwość do 4000Hz; Moc efektywna dla kanału do 320mA
- TENS do łagodzenia bólu
- EMS do wzmacniania osłabionych mięśni
- JONOFOREZA do wprowadzania leków w głąb skóry
- TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
- Posiada programy specjalne: akupunktura, dobry sen, terapia oczu, aurikuloterapia – stymulacja małżowin usznych
- POLECAMY użytkownikom domowym, którzy poszukują uniwersalnego i mocnego elektrostymulatora z dużą ilością dodatkowych funkcji



Elektrostymulator ECO90

Elektrostymulator zasilany sieciowo lub na baterie. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jonoforezy, elektrodę „okulary.” Jest wykonany w całości z bardzo trwałych materiałów i części.



Elektrostymulator ECO99

•TENS•EMS•JONO•TERMO•

- 15 gotowych programów łączonych TENS+EMS
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość do 1000Hz; Moc efektywna dla kanału do 650mA
- TENS/EMS do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni
- JONOFORZA do wprowadzania leków w głąb skóry
- TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
- Posiada programy specjalne: aurikuloterapia – stymulowanie małżowin usznych
- POLECAMY seniorom, osobom cierpiącym z powodu bólu i osłabionych mięśni pleców i kończyn



Elektrostymulator ECO99

Elektrostymulator zasilany sieciowo, o wysokiej mocy i częstotliwości. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii i elektrody silikonowe do jonoforezy. Dostarczany jest w walizce. ECO99 wykonany jest w całości z bardzo trwałych materiałów i części. Posiada panel sterowania w języku polskim i duży, podświetlany ekran.



Elektrostymulator ECO100

•TENS•EMS•IFS•MET•MASAŻ•

- 71 gotowych programów i 10 programów manualnych
- 2 kanały obsługujące do 4 elektrod z możliwością podłączenia do 8 elektrod z dodatkowym okablowaniem
- Częstotliwość do 150Hz; Moc efektywna dla kanału do 100mA
- EMS do rehabilitacji mięśni i do treningu
- TENS do łagodzenia bólu
- MASAŻ do relaksu i regeneracji
- PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko penetrujący
- MIKROPRĄDY do rozluźniania mięśni, łagodzenia bólu
- Posiada programy specjalne np. na migrenę, do twarzy, na cellulit
- POLECAMY: sportowcom i osobom dbającym o sylwetkę, wymagającym użytkownikom domowym, osobom cierpiącym z powodu bólu i osłabionych mięśni



Elektrostymulator ECO100

Elektrostymulator zasilany akumulatorowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Jest niewielki i ma ergonomiczną budowę. Wyposażony jest w klips do noszenia przy pasku. Dzięki temu doskonale sprawdza się np. w podróży. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko.



Elektrostymulator ECO240

•TENS•EMS•IFS•MET•DD•GALWAN•JONO•TERMO•LASER•US•



- 11 gotowych programów
- 6 kanałów obsługujących do 12 elektrod
- Ultra wysoka częstotliwość do 4000Hz;
Moc efektywna dla kanału do 520mA
- EMS do wzmacniania mięśni
- TENS do łagodzenia bólu
- PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko penetrujący
- MIKROPRĄDY do rozluźniania mięśni, łagodzenia bólu
- PRĄDY DIADYNAMICZNE – pobudzanie i odżywanie tkanek
- PRĄD GALWANICZNY – poprawa ukrwienia i działanie przeciwbólowe
- JONOFOREZA do wprowadzania leków w głąb skóry
- TERMOTERAPIA – podgrzewanie tkanek
- LASER – regeneracja, odbudowa tkanek
- ULTRADŹWIĘKI – łagodzenie bólu i stanu zapalnego
- Posiada programy specjalne: obniżanie ciśnienia krwi, głęboki sen, poprawa jakości widzenia, aurikuloterapia – stymulowanie małżowin usznych
- POLECAMY wymagającym użytkownikom domowym, osobom cierpiącym z powodu bólu i osłabionych mięśni pleców i kończyn



Elektrostymulator ECO240

Elektrostymulator zasilany sieciowo, z możliwością zastosowania baterii. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych, mankiety do termoterapii, elektrody silikonowe do jonoforezy, głowicę do lasera i okulary ochronne, głowicę do ultradźwięków, elektrodę „okulary”. Dostarczany jest w walizce. ECO240 wykonany jest w całości z bardzo trwałych materiałów i części. Posiada duży, podświetlany ekran.



Elektrostymulator ECO360


•IFS•

- 11 gotowych programów
- 2 kanały obsługujące do 8 elektrod
- Częstotliwość 4000Hz; Natężenie prądu wyjściowe 60mA (z obciążeniem 470Ω
- PRĄDY INTERFERENCYJNE do łagodzenia bólu i wzmacniania mięśni, prąd głęboko penetrujący
- Posiada programy specjalne: działanie przeciwozrętkowe, masaż relaksacyjny
- POLECAMY: do użytku profesjonalnego w celu łagodzenia silnego, głębokiego bólu i w celu głębokiej stymulacji mięśni, a także dla wymagających użytkowników domowych



Elektrostymulator ECO360

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Posiada w zestawie 3 komplety elektrod samoprzylepnych. Posiada duży, czytelny wyświetlacz podświetlany na niebiesko. Dostarczany jest w walizce.



Elektrostymulator ECO500

•WYSOKI POTENCJAŁ•

- Terapia wysokim dodatnim potencjałem energetycznym usprawnia procesy regeneracji we wszystkich tkankach
- Mikrowibracje stymulują naczynia krwionośne, regulując ciśnienie krwi.
- Eliminuje zmęczenie, łagodzi ból, wspomaga trawienie, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnia odporność, poprawia jakość snu
- 30 minutowa sesja daje efekt porównywalny do 2 godzinnego masażu relaksującego
- POLECAMY użytkownikom domowym, którzy poszukują terapii poprawiającej ogólne samopoczucie, a także do użytku profesjonalnego przez masażystów i bio-energoterapeutów



Elektrostymulator ECO500


ECO500 dostarczany jest w walizce wraz z matą do przeprowadzania zabiegu. Dodatkowo dołączona jest mata antystatyczna. ECO500 jest zasilany sieciowo. Do jego obsługi służy panel sterowania, a także dołączony pilot.



Elektrostymulator ECO1600


•EMS•

- 8 gotowych programów
- 10 kanałów obsługujących do 20 elektrod
- Możliwość stymulowania ciała, twarzy i biustu
- Częstotliwość 50/60Hz
- EMS do modelowania sylwetki i owalu twarzy, do treningu mięśni
- Posiada program specjalny do masażu klasycznego
- POLECAMY do użytku profesjonalnego z zakresu fizjoterapii i kosmetologii, nie wymaga przeszkolenia



Elektrostymulator ECO1600

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Solidna, metalowa obudowa. Posiada w zestawie elektrodę labilną do stymulowania twarzy oraz trwałe, silikonowe elektrody, które można dezynfekować (9 par elektrod uniwersalnych, 1 para elektrod do biustu). Dodatkowo do kompletu dołączone są opaski elastyczne do mocowania elektrod, a także metalowy stojak na elektrody.



Elektrostymulator ECO3000

•EMS•TERMO•



- 8 gotowych programów
- 10 kanałów obsługujących do 20 elektrod
- Możliwość stymulowania ciała, twarzy i biustu
- Częstotliwość 50/60Hz
- EMS do modelowania sylwetki i owalu twarzy, do treningu mięśni
- FIR – rodzaj termoterapii, w której energia wnika głęboko do tkanek,
- Posiada program specjalny do masażu klasycznego
- POLECAMY do użytku profesjonalnego z zakresu fizjoterapii i kosmetologii, nie wymaga przeszkolenia




Elektrostymulator ECO3000

Elektrostymulator zasilany sieciowo. Nowoczesny design dopełnia kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, którego obsługa jest szybka i łatwa. Posiada w zestawie elektrodę labilną do stymulowania twarzy oraz trwałe, silikonowe elektrody „bańki”, które można dezynfekować. Elektrody „bańki” nie wymagają mocowania opaskami. Dodatkowo do kompletu dołączone są promienniki FIR – 10 par i opaski elastyczne do ich mocowania. Metalowy stojak na elektrody.



Elektrody samoprzylepne

Jest to najpowszechniejszy rodzaj elektrod. Są bardzo proste w użyciu, ponieważ wystarczy nakleić je na skórę w miejscu stymulacji i podłączyć elektrostymulator. Ze względu na to, że mają one bezpośredni kontakt ze skórą, każda osoba powinna być wyposażona we własny komplet elektrod. Nie nadają się one do dezynfekcji. Tego rodzaju elektrody są najtańsze, jednak należy pamiętać o tym, że ulegają one zużyciu. Do wyboru są elektrody z dwoma rodzajami żelu samoprzylepnego: STANDARD i PREMIUM.



Elektrody samoprzylepne

Elektrody typu STANDARD (czerwony nadruk; oznaczenie NWCS) – elektrody tańsze, do zastosowań w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych oraz dla użytkowników domowych, którzy korzystają z elektrostymulacji mniej intensywnie. Szacowana ilość aplikacji elektrod ok. 30 zabiegów.

Klasa PREMIUM (błękitny nadruk; oznaczenie NWCP) – elektrody droższe do zastosowań zarówno w warunkach domowych jak i profesjonalnych o zwiększonej wytrzymałości i adhezyjności (przyczepności). Szacowana ilość aplikacji elektrod ok. 60 razy z możliwością dalszego wykorzystania po ich regeneracji.



EL.PNWCS.50.50.SQ
ELEKTRODA ŻELOWA KWADRATOWA (STANDARD),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 5x5cm



EL.PNWCS.100.50.SQ
ELEKTRODA ŻELOWA PROSTOKĄTNA (STANDARD),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 10x5cm



EL.PNWCP.50.50.SQ
ELEKTRODA ŻELOWA KWADRATOWA (PREMIUM),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 5x5cm






EL.PNWCP.100.50.SQ
ELEKTRODA ŻELOWA PROSTOKĄTNA (PREMIUM),
ZE ZŁĄCZEM PIN.2mm.F1, O WYMIARACH 10x5cm



Elektrody tekstylne

Stanowią one doskonałą alternatywę dla elektrod samoprzylepnych. Są przeznaczone do użytku domowego, ale są znacznie bardziej trwałe, więc nie trzeba ich wymieniać. Nie nadają się do dezynfekcji, ale można je delikatnie prać ręcznie z użyciem mydła w płynie. Elektrody mogą być obszyte tkaniną Silver Cord® lub Gold Cord®. Są to specjalne materiały ze srebrnym lub złotym włóknem, które doskonale przewodzą prąd i nie uczulają. Przed użyciem należy elektrody zwilżyć letnią wodą, aby przewodziły impulsy elektryczne, a po zabiegu pozostawić do wyschnięcia. Elektrody tekstylne są najdelikatniejsze ze wszystkich, a elektrostymulacja z ich użyciem jest bardzo komfortowa i przyjemna.



Elektrody tekstylne systemowe

Elektrody systemowe mocuje się na ciele, stosując specjalne opaski elastyczne, które doskonale dopasowują się do elektrod.



EL.P1-F.TEX.110.60.SC

TEKSTYLNA ELEKTRODA SYSTEMOWA
ECOSTIM, 0 WYMIARACH 11x6cm



EL.P1-F.TEX.150.110.SC

TEKSTYLNA ELEKTRODA SYSTEMOWA
ECOSTIM, 0 WYMIARACH 15x11cm



PAS.VE.1200.100

PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH (120x10cm)



PAS.VE.600.100

PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH (60x10cm)



PAS.VBE.660.60

PAS STABILIZUJĄCY DO
ELEKTROD TEKSTYLNYCH I
SILIKONOWYCH Z KLAMRĄ
(66x6cm)



Elektrody **tekstylne** zintegrowane systemowe

Są to elektrody, które nie wymagają użycia opasek elastycznych do mocowania na ciele. Dzięki temu są łatwiejsze w użyciu i bardziej dopasowane do ciała. Elektrody zintegrowane bardzo ułatwiają stymulację trudnych miejsc takich jak łokcie, kolana, kark, odcinek lędźwiowy.



EL.SP2-F.TEX.KOLANO.GC

ELEKTRODA TEKSTYLNA DO ELEKTROSTYMULACJI STAWU KOLANOWEGO I INNYCH CZĘŚCI NOGI



Elektrody **tekstylne** funkcyjne

Są to elektrody przeznaczone do stawów, również tych mniejszych znajdujących się w dłoniach i stopach. Sprawdzają się szczególnie u osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów bądź zwyrodnienia stawów wywołane



EL.SP1-F.TEX.NADGARSTEK.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA NADGARSTEK I OKOLICE



EL.SP1-F.TEX.RAMIE.SC

ELEKTRODA ZINTEGROWANA Z PASEM DO ELEKTROSTYMULACJI NA RAMIĘ, BARK



EL.SP1-F.TEX.SZYJNY.SC

ELEKTRODA ZINTEGROWANA Z PASEM DO ELEKTROSTYMULACJI ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA



EL.SP1-F.TEX.LEDZWIE.SC

ELEKTRODA ZINTEGROWANA Z PASEM DO ELEKTROSTYMULACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA



EL.SP1-F.TEX.ŁOKIEĆ.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA DŁONIE TYPU "RĘKAWICA"



EL.SP1-F.TEX.SKARPETA.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA STOPY TYPU "SKARPETA"



EL.SP1-F.TEX.REKAWICA.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA STOPY TYPU "SKARPETA"



EL.SP1-F.TEX.ŁOKIEĆ.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA ŁOKIEĆ I OKOLICE



EL.SP1-F.TEX.KOLANO.SC

ELEKTRODA TEKSTYLNA NA KOLANO





Elektrody silikonowe

Zwykle stosuje się je w profesjonalnych gabinetach rehabilitacyjnych i kosmetycznych. Wyparły one elektrody metalowe starego typu. Można je myć i dezynfekować, dzięki czemu nadają się do użytku na wielu osobach. Wymagają jednak podkładu w postaci nasączonej wodą gazy bądź żelu przewodzącego impulsy elektryczne. Elektrody silikonowe same w sobie nie posiadają powierzchni adhezyjnej, więc należy je mocować do ciała przy użyciu elastycznych opasek lub obciążeń. Te elektrody są dużo trwalsze od samoprzylepnych.



Elektrody silikonowe

Nie tylko profesjonaliści są zainteresowani elektrodami silikonowymi. Z uwagi na ich trwałość, często kupowane są przez użytkowników domowych. Specjalne torebki wiskozowe znacznie ułatwiają korzystanie z elektrod silikonowych w domu. Wystarczy zwilżyć je wodą i umieścić w nich elektrody silikonowe, a następnie przymocować na ciele elastycznymi opaskami.




EL.P.SLK.100.50.RC
ELEKTRODA SILIKONOWA O ROZMIARZE 100x50mm



SPX.BAG.100.50.RC
TOREBKA WISKOZOWA DO ELEKTROD SILIKONOWYCH DLA ROZM. 100x50mm



EL.P.SLK.120.80.RC
ELEKTRODA SILIKONOWA O ROZMIARZE 120x80mm



SPX.BAG.120.80.RC
TOREBKA WISKOZOWA DO ELEKTROD SILIKONOWYCH DLA ROZM. 120x80mm



EL.P.SLK.50.50.RC-GB
ELEKTRODA SILIKONOWA O ROZMIARZE 50x50mm



SPX.BAG.50.50.SQ
TOREBKA WISKOZOWA DO ELEKTROD SILIKONOWYCH DLA ROZM. 50x50mm

Elektrody specjalne

Elektrodami specjalnymi nazywa się elektrody zwykle wykonane z metalu lub silikonu, które spełniają konkretne funkcje, jak np. elektroakupunktura. Elektrody mogą być dostosowane do różnych części ciała, jak np. elektrody klapki – do stóp lub elektrody klipsy – do uszu.



EL.S-PSLK.KLAPKI

KLAPKI NA STOPY DO ELEKTROSTYMULACJI TENS



EL.P.PUMP

ELEKTRODA "BANKA" DO ELEKTROPUNKTURY Z POMPĄ ZASYSAJĄCĄ



EL.P.SLK.25.RD

ELEKTRODA SILIKONOWA O ROZMIARZE 100x50mm



EL.ELKP.J35

ELEKTRODA DO ELEKTROPUNKTURY



EL.P.OKULARY

ELEKTRODA "OKULARY" DO ELEKTROSTYMULACJI OKOLIC OCZU, NA POPRAWĘ OSTROŚCI WIDZENIA



EL.P.SLK.SZYSZKA

ELEKTRODA SILIKONOWA "SZYSZKA" DO ELEKTROSTYMULACJI DŁONI I STÓP

