

ecostim[®]

NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES

system
elektrod
tekstylnych

www.ecostim.com

zalety systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM[®]




- niezniszczalne elektrody
- wielokrotnego użycia



- wytrzymała i dobrze przewodząca włóknina powlekana srebrem Silver Cord[®]



- elektrody moczymy tylko wodą
- bez żelu, bez problemu



- łatwe i szybkie mocowanie pasami na rzepy ECOSTIM[®]


elektroda tekstylna 11x6cm



Włóknina
Silver Cord®



Moczymy
tylko wodą



Standard złącza
PIN 2mm




ecostim[®]
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



elektroda tekstylna 11x6cm



Włóknina
Silver Cord®



PIN
2mm
Standard złącza
PIN 2mm



11 cm

6 cm




elektroda tekstylna 15x11cm



Włóknina
Silver Cord®



Moczymy
tylko wodą



Standard złącza
PIN 2mm




ecostim®
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



elektroda tekstylna 15x11cm



Włóknina
Silver Cord®



PIN
2mm
Standard złącza
PIN 2mm




15 cm

11 cm



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 120x10cm




Zapięcie rzepowe



Elastyczny



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 60x10cm





Zapięcie rzepowe



Elastyczny



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 66x6cm




Zapięcie rzepowe

Praktyczna klamra

Elastyczny



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 120x10cm




Zapięcie rzepowe



Elastyczny



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 60x10cm




Zapięcie rzepowe



Elastyczny



pas stabilizujący do elektrod tekstylnych i silikonowych 66x6cm



Zapięcie rzepowe

Praktyczna klamra

Elastyczny



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®

ecostim®
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES

MEDICAL ORIGINAL since 1997
ecostim®
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES
SUPPLY



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM[®]



ecostim[®]
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®

ecostim
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



przykładowe zastosowanie systemu
elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®

ecostim

NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM[®]



przykładowe zastosowanie systemu elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM[®]



ecostim[®]
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



przykładowe zastosowanie systemu
elektrod tekstylnych i pasów ECOSTIM®



ECOSTIM®
NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES



ecostim[®]

NEUROSTIMULATION DEVICES AND ACCESSORIES

INFOLINIA
600 222 888

Import, dystrybucja, podmiot odpowiedzialny
ECONOVA, ul. Bieszczadzka 27, 71-042 Szczecin

ECOSTIM[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym przez ECONOVA POLAND.

© 1997 ECONOVA All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.