

PRESSMATIC®
Air Compression Lymph Circulation System

APARATY DO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

 **INFOLINIA 600 222 888**

WWW.PRESSMATIC.PL KONTAKT@PRESSMATIC.PL



tabela porównawcza

	PM-4000A	PM-4000D	PM-6000A	PM-6000D	PM-8000D
Układ sterowania ciśnieniem	analogowy	cyfrowy	analogowy	cyfrowy	cyfrowy
Ilość obsługiwanych komór w mankietach	4	4	6	6	8
Dostępność mankietów standardowych na ręce	✓	✓	✗	✗	✗
Dostępność mankietów standardowych na nogi	✓	✓	✓	✓	✗
Dostępność mankietów standardowych na tułów	✓	✓	✗	✗	✗
Dostępność mankietów overlapping na ręce	✓	✓	✓	✓	✓
Dostępność mankietów overlapping na nogi	✓	✓	✓	✓	✓
Dostępność mankietów overlapping na tułów	✗	✗	✓	✓	✓
Rozmiary mankietów na ręce	M/L	M/L	L	L	L
Rozmiary mankietów na nogi	M / L / XL / XXL	M / L / XL / XXL	M / XL / XXL	M / XL / XXL	XL / XXL
Rozmiary mankietów na tułów	L	L	L	L	L
Ilość programów terapeutycznych	1	6	6	6	6
Funkcja POMIŃ POMPOWANIE	✓	✓	✓	✓	✓
Pilot zdalnego sterowania	✗	✓	✓	✓	✓
Maksymalne ciśnienie robocze	30-240 mmHg	30-240 mmHg	30-240 mmHg	30-240 mmHg	30-240 mmHg
Zasilanie sieciowe	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V	AC 100-240 V
Zużycie energii	65 W	65 W	65 W	65 W	65 W
Wymiary urządzenia	28x28x15cm	28x28x15cm	34x32x33cm	34x32x33cm	34x32x33cm
Waga urządzenia	ok. 3kg	ok. 3kg	ok. 5kg	ok. 5kg	ok. 5kg

PM-4000A

prosty, praktyczny i ekonomiczny



- proste rozwiązanie, jeden program ucisku
- ciśnienie robocze w zakresie do 240mmHg



PM-6000A

prosty, praktyczny i ekonomiczny



- proste rozwiązanie, jeden program ucisku
- ciśnienie robocze w zakresie do 240mmHg



PM-4000D

*precyzyjny, komfortowy,
szeroki wybór programów*



- 6 programów presoterapeutycznych
- dokładna, cyfrowa regulacja ciśnienia
- funkcja SKIP, deaktywacja wybranych komór
- pilot zdalnego sterowania



PM-6000D

*precyzyjny, komfortowy,
szeroki wybór programów*



- 6 programów presoterapeutycznych
- dokładna, cyfrowa regulacja ciśnienia
- funkcja SKIP, deaktywacja wybranych komórek
- pilot zdalnego sterowania



PM-8000D

*precyzyjny, komfortowy,
szeroki wybór programów*




- 6 programów presoterapeutycznych
- dokładna, cyfrowa regulacja ciśnienia
- funkcja SKIP, deaktywacja wybranych komórek
- pilot zdalnego sterowania



rodzaje mankietów



mankiety klasyczne, z układem komór sąsiadujących



nowoczesne mankiety overlapped,
z komorami nakładającymi się na siebie,
jeszcze większa precyzja ucisku oraz
skuteczność terapii

mankiet na rękę



mankiety na nogi



mankiet na tułów



PRESSMATIC®

Air Compression Lymph Circulation System

- urządzenia do domu i do gabinetu
- efektywne mankiety uciskowe "overlapped" z nakładającymi się komorami
- rozmiary mankietów od M do XXL i dodatkowo pasy poszerzające
- sprzedaż ratalna
- realizacja zamówień z dofinansowaniem ze środków PFRON



INFOLINIA 600 222 888

WWW.PRESSMATIC.PL KONTAKT@PRESSMATIC.PL