

PRESSMATIC®


Air Compression Lymph Circulation System

Rozmiary mankietów


6

KOMÓR

Gdzie robimy pomiary ręki ?



Gdzie
robimy
pomiary
tułowia
i uda ?



B obwód
uda na
wysokości
pachwiny

A obwód
pasa na
wysokości
pępka



Gdzie robimy pomiary nogi ?



A obwód na wysokości pachwiny


B obwód uda

C obwód w kolanie

D obwód łydki

E obwód kostki

F wysokość od pięty do pachwiny



mankiet na rękę

PM-6AM-OV-L

PRESSMATIC



Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMORY

L

ROZMIAR



mankiet na tułów

PM-6WT-OV-L

PRESSMATIC



Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMÓR

L

ROZMIAR



mankiet na nogę

PM-6LG-NO-M

PRESSMATIC



Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMÓR

M

ROZMIAR



mankiet na nogę

PM-6LG-OV-XL

PRESSMATIC



Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMÓR

XL

ROZMIAR



mankiet na nogę

PM-6LG-OV-XXL

PRESSMATIC




Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMÓR

XXL

ROZMIAR



mankiet na nogę

PM-6LG-OV-XXXL

PRESSMATIC




Air Compression Lymph Circulation System

6

KOMÓR

XXXL

ROZMIAR




mankiet na nogi i tułów

PM-6TR-OV-U


PRESSMATIC

Air Compression Lymph Circulation System



6
KOMÓR

U
ROZMIAR





mankiet na tułów i uda

PM-6PT-OV-U


PRESSMATIC

Air Compression Lymph Circulation System



mankiet na tułów i uda

PM-6PT-NO-U



PRESSMATIC

Air Compression Lymph Circulation System

6
KOMÓR

U
ROZMIAR

B

6

KOMÓR

U

ROZMIAR

B

31

PRESSMATIC

114

128

73



63

mankiet na tułów i uda

KA.UX-6PT-L-6000X

PRESSMATIC

Air Compression Lymph Circulation System



PRESMATIC®

Air Compression Lymph Circulation System

INFOLINIA
600 222 888

Import, dystrybucja, podmiot odpowiedzialny
ECONOVA, ul. Bieszczadzka 27, 71-042 Szczecin

PRESMATIC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym przez ECONOVA POLAND.

© 1997 ECONOVA All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.